



CARE BATH

快護おふろ

入浴までの作業をより簡単に。
介護をする方・される方の負担を軽減します。

コーシン快護おふろ

介護
関連

長期療養中の方や寝たきりの方に最適な介護用おふろ。ふとん・ベッド等の上で体を移動させることなく一人でも簡単に入浴介助ができる、うれしいおふろです。

Point. 1

エアーマットまたはふとん・ベッド等の上で体を移動させず、寝たままの状態ですぐにセッティングができるので入浴者に不快感を与えることなく一人でも入浴介助ができます。

Point. 2

シーツを交換するときの要領で、あらかじめ折りたたんである浴槽を体の下に敷き込み、入浴者をもとの姿勢にもどすだけで簡単に準備できます。

Point. 3

ご家庭の浴槽から専用の給湯ポンプを用いてラクラク給湯。4分間ほどで給湯が完了します。

Point. 4

自然排水も可能な構造になっているので簡単に排水ができます。専用ポンプを使えば4分間ほどで排水が完了します。

Point. 5

ハンドブロウを用いて浴槽本体に約20秒間空気を入れれば、あっという間にセッティング完了です。



入浴手順



1.

シーツ交換時の要領で、折りたたみ式浴槽を体の下に敷き込みます。



2.

入浴者をもとの姿勢にもどし、あとは空気を入れるだけでセッティング完了。



3.

浴槽本体に空気を入れ、給湯ポンプで給湯。給湯・シャワーの切り替え自在です。(収納時は3.2.1の手順で行います。)

仕様



浴槽



ハンドブロー



給湯ポンプ



ホース

浴槽

長さ／1,980mm
高さ／310mm
重さ／3kg
材質／ポリウレタン

給排水ポンプ

型式／MFM-III型B
(▽91-49235)
長さ／270mm (給湯ポンプ)
330mm (排水ポンプ)
幅／150mm
高さ／240mm
重さ／5.5kg

ハンドブロー (給気ポンプ)

型式／SHB-530B
(▽91-41040)
定格電圧／100V
定格消費電力／530W
定格周波数／50/60Hz

ホース

給湯ホース／7m (シャワーヘッド付)
排水ホース／7m

セット内容

■セットⅠ

●浴槽 ●給湯ポンプ ●排水ポンプ ●ハンドブロー

※20秒浴槽形成、4分給湯、4分排水 ※シャワーヘッド、給湯ホース7m、排水ホース7m付き

■セットⅡ

●浴槽 ●給湯ポンプ ●ハンドブロー

※20秒浴槽形成、4分給湯、自然排水 ※シャワーヘッド、給湯ホース7m、排水ホース7m付き

■セットⅢ

●浴槽 ●ハンドブロー

※20秒浴槽形成、給湯は湯蛇口・バケツ ※排水ホース7m付き

■防水シート (オプション)

各構成品の単独購入もできます。



NICONICO MAT

ニコニコマット

床ずれもムレも防いで快適な寝心地。
マットも用途に応じて3種類ご用意しました。

コーシンニコニコマット

介護
関連

全面にエアーを入れる、交互にエアーを入れる。
床ずれを防ぎ、ムレを防ぐ
「空気回路切り替えタイプ」エアーマット!

床ずれの原因は、体圧・栄養状態・そのほか多くの
原因が挙げられますが、もっとも問題とされるのは、
マットにかかる体重（体圧）がある箇所に集中し、
部分的に圧迫されることです。



エアーマット仕様

形 式	MFM-SⅡ型
長 寸	長さ 2,070mm (1,920mm)
巾	巾 930mm (860mm)
厚 寸	厚さ 3mm (100mm) ※()内は使用時の寸法
重 量	2.7kg
材 質	ポリウレタン ベース

ポンプ仕様

形 式	MFM-VⅡ型
長 寸	長さ 230mm
巾	巾 230mm
厚 寸	厚さ 125mm
重 量	2.3kg
材 質	ABS樹脂
電 源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	7W

低い体圧を守る快適設計!



コントローラーは、
医学的に報告さ
れている床ずれ防
止のために避ける
べき体圧以上に
ならない安心設計
(全面時)です。

発汗による湿気を防ぐ 「噴気式エアーマット」



噴気式エアーマット
は、床ずれがおきや
すい部分に、エアー
吹き出し口を設ける
ことにより、発汗によ
る湿気を防ぎ、肌を
適度に乾燥させ、床
ずれを防止します。

ギャッジベッドの上でも スムーズに機能!

マットはギャッジベッドの上で操作する
場合でも、スムーズに機能します。



エアー回路の切り替えも簡単!



全面・交互の切り
替えは、スイッチを
押すだけで簡単
に行えます。

マットの硬さも自由に調節!



マットの硬さも、ツ
マミひとつでお好
みの硬さに調節で
きます。
(マットの圧力は30
~15g/cm²の範囲
で調整できます。)

交互エアー時も頭部は安定!



マット頭部は、膨
張・収縮しないの
で、枕は安定して
います。(枕はオ
プション:枕の硬さ
はマットの硬さに
連動)

全面エアー「1系統」・交互エアー「2系統」の違い


体の支持点における体圧は2系統空気圧の場合、体とマットの接触面積が1系統空気圧で使用した場合の約半分になります。つまり体を持ち上げるには1系統の時の約2倍の空気圧が必要で、体圧から見る限り、床ずれ防止に対しては1系統空気圧の方が効果的といえます。

床ずれ防止効果が大きい

全面エアー「1系統空気圧」



マット圧




1系統は、26本のセルに均等な圧力のエアーが入ります。マットと身体の接触面積を広くすることで、体圧を分散し床ずれを防止します。

ムレを防ぎマッサージ効果もある

交互エアー「2系統空気圧」



マット圧



2系統は、22本のセルが約7分間隔で交互に膨張・収縮を繰り返す、体の圧迫されている場所を変え、床ずれを防止します。

NEWニコニコマット 植毛タイプ



お年寄りや病人の敏感な肌を考え、肌触りの良さとムレ防止のため、1.0mmの植毛を施しました。

ニコニコマット ベーシックタイプ



水分や食べこぼしなども簡単にふきとりできますので、いつも清潔にお使いいただけます。

まくら（植毛タイプ）



まくらの硬さはエアーマット本体に連動していますので、頭部の床ずれを予防します。

ニコニコクッション（角）～床ずれ防止・車椅子用～

■特長


表面は肌触りの良さとムレ防止のため、1.0mmの植毛を施してあります。床ずれ防止、車椅子用クッションとして。一般の方にもお使いいただけます。

■仕様

品名／角座エアークッション

材料／ポリウレタン・綿

サイズ／400mm×400mm（空気注入後）





OVAL LINK

オーバルリンク

驚異的なすべり防止で、安全性抜群。
防カビ加工でいつも清潔です。

オーバルリンク

介護
関連

無数の楕円形連続結合意匠で驚異的なすべり防止効果を発揮します。(特許出願中・商標登録済)

フットウェア事業

レインウェア事業

ホース事業


コーティング事業

シート事業

健康関連事業



ロングタイプ
浴室内使用例



ロングタイプ 施設の廊下使用例



マットタイプ
浴室使用例



マットタイプ
キッチン使用例



マットタイプ
浴槽使用例

特長

1. 表面に無数にあるオーバルリンク(楕円形の連続結合意匠)が驚異的なすべり防止効果を発揮しますので、すべりによる事故を防止します。
2. お湯の中に簡単に沈みますので、浴槽の中でも使用できます。
3. 使用後は、スポンジ等で汚れを洗い流せます。簡単に取り外せますので浴室内の掃除が、大変楽に行えます。
4. 表面に水を取り込む毛細管などはまったくありませんので、すぐに乾き清潔です。
5. 防カビ加工をしてありますので、いつも衛生的です。
6. 天然ひば油を配合してありますので、天然の木の爽やかな香りがします。
7. 色調はライトグリーンで目にやさしく安らぎと清潔感があります。
8. はさみやカッターで簡単にカットできます。

オーバルリンク拡大図

特許出願中・商標登録済



マットタイプ

浴槽・浴室用すべり止め、
その他一般用としてお使いください。

仕様

サイズ／M:幅38cm×長さ55cm×厚さ0.20cm

L:幅38cm×長さ70cm×厚さ0.20cm

色 調／ライトグリーン

材 質／天然ゴム/SBR



ロングタイプ

ご家庭や福祉施設等の
浴室の滑りによる事故を防止します。

仕様

サイズ／L1:幅100cm×長さ100cm×厚さ0.25cm

L2:幅100cm×長さ200cm×厚さ0.25cm

L3:幅100cm×長さ300cm×厚さ0.25cm

色 調／ライトグリーン

材 質／天然ゴム/SBR



特注品／3m以上の長さもご用意できます。※但し、1m単位のご注文となります。



OXYGEN CAPSULE

酸素カプセル

酸素の力でお肌も体もリフレッシュ！
運動後の筋肉疲労もみるみる回復します。

酸素シャワーカプセル

健康
関連

身体をアクティブに機能させるのは酸素の力。

- 美容とダイエット効果でエステでも大人気！
- 酸素の吸収でお肌も心もリフレッシュ！
- 運動後の酸素吸収で気分爽快！
- 体も頭もパワーアップ！
- 操作は慣れればとっても簡単！
- 各種安全対策でとっても安心！

システム構成一覧

- カプセル寸法 (mm) : 700×2200 (突起物除く最大長)
- ラック寸法 (mm) : 900 (W) × 1000^{※1} (H) × 450 (D)

※1 キャスター含む



■AOC-720-SDX

- ① マルチ制御ボックス MCB-720
- ② エア配管用ホース及び配管金具1セット
- ③ 酸素シャワーカプセル本体 (底板付)
- ④ インナーセット (枕及び敷布団 **2セット**)
- ⑤ 内枠フレームセット (前後2脚)
- ⑥ カプセル上掛カバー (無地) 3色から1つ選択
※別途オプション有り
- ⑦ 酸素濃縮器 (OxygenGenerator AP-R202) ×1台
- ⑧ 酸素濃度測定器 MINI-25

- ⑨ インターフォンユニット
 - ⑩ コミュニケーションユニット
 - ⑪ エアインテークサイレンサー × **2コ**
 - ⑫ エグゾーストサイレンサー × **1コ**
 - ⑬ コンベクションファンユニット × **1セット**
 - A システムラック Single720-RACK-S
 - B 冷却ユニット 720-COOL01 **2セット**
 - C カプセル置き台 720-BED01
- 【分離型・一体型 (キャスター付) 注文時選択】

特長

1. 音楽を聴きながらや携帯等もOK!
2. 各種安全対策もバッチリ!
3. さらにパワーアップした高性能超静音コンプレッサーでカプセルの中も外もとても静か!

酸素シャワーカプセルとは？

酸素シャワーカプセルとは、体により効果的な酸素濃度とカプセル内圧力を維持できる装置です。

通常、約21%の大気の酸素濃度を、酸素濃縮機で1.5倍の30～35%に高めます。

さらに、酸素シャワーカプセルの内圧を通常大気の約1.2倍の1.2気圧～1.3気圧に高めます。

一定時間このカプセルに入ることによって、体のすみずみまで酸素が送り込まれ、細胞レベルでの新陳代謝の活性化を促進します。

本装置の効果

- 筋肉痛の軽減
- 肌の新陳代謝の促進によるスベスベ肌
- 筋肉疲労の早期回復
- 脳の活性化
- 膝や肩、のどの痛み
- 二日酔い
- 冷え性

デモ車あります。



※本品は医療機器ではありません。医療機器としてご使用頂くことはできません。